

Art.	Descrizione	Description
05CI1772	<p>Illuminatore a fibre ottiche, a 2 bracci illuminanti. Struttura in acciaio verniciato a forno, con maniglia. Regolazione della intensità di illuminazione. Protezione per eventuali disturbi a radio e televisione. Alimentazione elettrica 230 V monofase 50 Hz, con trasformatore interno a 230/12 V, per l'illuminazione a lampada alogena da 100 Watt. Peso netto Kg 4,1.</p>	<p>Optic fibre illuminator, with 2 illuminating arms. Stove-enamelled steel structure with handle. Adjustable illumination intensity. Protected against possible radio and TV interference. Power supply 230 V, single phase, 50 Hz, with built-in 230/12 V transformer, for 100 Watt halogen lamp illumination. Net weight 4.1 Kg.</p>
05CI1773	<p>Fonte di luce ad anello a 72 LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonte di luce ad anello 72 LED con illuminazione a 4 segmenti • Montaggio: 25-61 mm (per microscopi con testata stereo) • Intensità regolabile tra 10-100% • Il LED (Light Emitting Diode) produce una luce bianca intensa molto utile per le lunghe sessioni di osservazione di microscopia • Tempo di vita più lungo (10.000 ore) e basso consumo energetico • Temperatura colore tra 6.500 e 7,000 K e luminosità di circa 21,000 lux a 100 mm • Distanza di lavoro tra 55 e 200 mm • Include tutto il necessario per il montaggio • Consegnato con alimentazione 110-240 V • Peso netto 0,7 kg 	<p>Ring light source illumination, 72 LEDs</p> <ul style="list-style-type: none"> • This ring light has 72 LED's in 4 segments • Mounting 25-61 mm (for stereo head microscopes) • With adjustable light intensity between 10-100% • LED (Light Emitting Diodes) produces very useful intense white light for long microscopy observation sessions • Long life time (10.000 operation hour) and low energy consumption • Color temperature between 6,500 and 7,000 and emits approx. 21,000 lux at 100 mm distance • Suitable for working distances between 55 and 200 mm • Including mounting supply • Delivered with 110-240 V power supply • Net weight 0,7 kg



Art. 05CI1772



Art. 05CI1773