



Art.	Descrizione			Description		
	Setacci normalizzati con bossolo e rete calibrata in acciaio inox, ø 120 mm, altezza 25 mm.			Standardised screens with wheelbox and calibrated mesh in stainless steel, ø 120mm, height 25mm.		
	Luce netta mm	maglie/cm ²	Normativa	Net aperture mm	Meshes/cm ²	Standards
01CI3205	5,000	-	DIN 8-4188	5.000	-	DIN 8-4188
01CI3206	4,000	-	ASTM 5	4.000	-	ASTM 5
01CI3207	3,350	-	ASTM 6	3.350	-	ASTM 6
01CI3208	3,000	-	DIN 2-1171	3.000	-	DIN 2-1171
01CI3209	2,500	-	UNI 5	2.500	-	UNI 5
01CI3210	2,000	-	ASTM 10	2.000	-	ASTM 10
01CI3211	1,700	-	ASTM 12	1.700	-	ASTM 12
01CI3212	1,600	-	UNI 9	1.600	-	UNI 9
01CI3213	1,500	-	DIN 4-1171	1.500	-	DIN 4-1171
01CI3214	1,200	-	DIN 5-1171	1.200	-	DIN 5-1171
01CI3215	1,000	45	ASTM 18	1.000	45	ASTM 18
01CI3216	0,850	49	ASTM 20	0.850	49	ASTM 20
01CI3217	0,800	64	DIN 16-4188	0.800	64	DIN 16-4188
01CI3218	0,750	72	UNI16	0.750	72	UNI16
01CI3219	0,710	81	ASTM 25	0.710	81	ASTM 25
01CI3220	0,600	100	ASTM 30	0.600	100	ASTM 30
01CI3221	0,500	158	ASTM 35	0.500	158	ASTM 35
01CI3222	0,430	196	DIN 14-1171	0.430	196	DIN 14-1171
01CI3223	0,425	220	ASTM 40	0.425	220	ASTM 40
01CI3224	0,400	225	DIN 16-1171	0.400	225	DIN 16-1171
01CI3225	0,355	256	ASTM 45	0.355	256	ASTM 45
01CI3225/1	0,315	380	DIN 21-4188	0.315	380	DIN 21-4188
01CI3226	0,300	425	ASTM 50	0.300	425	ASTM 50
01CI3227	0,250	575	ASTM 60	0.250	575	ASTM 60
01CI3228	0,212	800	ASTM 70	0.212	800	ASTM 70
01CI3229	0,200	900	DIN 30-1171	0.200	900	DIN 30-1171
01CI3230	0,180	1130	ASTM 80	0.180	1130	ASTM 80
01CI3231	0,150	1560	ASTM 100	0.150	1560	ASTM 100
01CI3232	0,125	2200	ASTM 120	0.125	2200	ASTM 120
01CI3233	0,120	2500	DIN 50-1171	0.120	2500	DIN 50-1171
01CI3234	0,106	3100	ASTM 140	0.106	3100	ASTM 140
01CI3235	0,100	3100	DIN 60-1171	0.100	3100	DIN 60-1171
01CI3236	0,090	4200	ASTM 170	0.090	4200	ASTM 170
01CI3237	0,075	6200	ASTM 200	0.075	6200	ASTM 200
01CI3238	0,063	8800	ASTM 230	0.063	8800	ASTM 230
01CI3239	0,060	10000	DIN 100-1171	0.060	10000	DIN 100-1171
01CI3240	0,053	11200	ASTM 270	0.053	11200	ASTM 270
01CI3241	0,050	12100	DIN/E110-1171	0.050	12100	DIN/E 110-1171
01CI3242	0,045	16000	ASTM 325	0.045	16000	ASTM 325
01CI3243	0,038	25000	ASTM 400	0.038	25000	ASTM 400
01CI3243/1	0,030	—	DIN E185-1171	0.030	—	DIN E185-1171
01CI3243/2	0,025	—	DIN 32-4188	0.025	—	DIN 32-4188
01CI3243/3	0,020	—	DIN 33-4188	0.020	—	DIN 33-4188
01CI3250/R	Altre misure a richiesta.			Other sizes available on request.		
01CI3251	Coperchio in acciaio inox ø 120 mm.			Stainless steel cover, ø 120 mm.		
01CI3252	Fondo in acciaio inox ø 120 x h 50 mm			Stainless steel bottom, ø 120 x h 50 mm		
01CI3253	Fondo e coperchio in acciaio inox per prove ad umido (coperchio con portagomma e nebulizzatore per entrata acqua. Fondo con portagomma per uscita acqua, altezza 50 mm.).			Stainless steel bottom and cover for wet tests (cover with hose connector and sprayer for water inlet. Bottom with hose connector for water outlet, height 50 mm).		
01CI3254	Guarnizione per prove ad umido.			Gasket for wet tests		
						
	Setacci Screens			Coperchio e fondo standard Standard cover and bottom		
	Art. 01CI3205...Art. 01CI3250/R			Art. 01CI3251...Art. 01CI3252		