

Art.	Descrizione	Description
	<p>STUFE TERMOSTATICHE SERIE OTV A circolazione forzata. Temperatura massima 250 °C. Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciata a colori epossidici passati al forno. Camera interna e ripiani in acciaio inox AISI 304. Porta antidispersione con guarnizioni in gomma siliconica. Isolamento termico ottenuto con pannelli in lana di roccia. Ripiani regolabili in altezza ed estraibili. Camino scarico fumi posto sul retro della stufa. Quadro di controllo con termostato di lavoro, termostato di sicurezza, interruttore generale, selettore della potenza riscaldante, spie di segnalazione. Pannello di controllo per l'impostazione di: - Temperatura di lavoro. - Allarme di massima temperatura con avvisatore acustico. - Tempo di spegnimento resistenze, con timer 999 minuti, con avvisatore acustico di fine conteggio.</p>	<p>THERMOSTATIC STOVES, OTV SERIES With forced air circulation. Maximum temperature 250 °C. Outer structure in steel sheet painted with epoxidic heat paints. Inner chamber and shelves in stainless steel AISI 304. Dispersion-preventing port with silicone rubber gaskets. Insulation with rock wool panels. Extractable shelves with adjustable height. Air exhaust chimney placed on the back side of the stove. Control board with operation thermostat, safety thermostat, general switch, heating power selector, signalling pilot lamps. Control panel for the programming of: - Working temperature - Max. temperature alarm with acoustic signalling. - Time of resistances swithc off, with 999 minutes timer, with acoustic signalling of count end.</p>

Serie OTV a circolazione forzata - forced air circulation OTV series

Art.	Modello Model	Capacità l Capacity l	Dimensioni interne mm (LxPxH) Internal dimensions mm (WxDxH)	Dimensioni esterne mm (LxPxH) External dimensions mm (WxDxH)	Dimensioni effettive ripiani Usefull shelves dimensions	Ripiani a corredo Shelves supplied	Ulteriori ripiani applicabili N. of extra shelves	Alimentazione Power supply	Potenza kW Power kW	Peso kg Weight kg
48CI1965/1	OTV 60/E	60	400x385x400	600x520x840	390x375	1	3	230 V 50/60 Hz	1,5	55
48CI1969	OTV 130/E	130	580x465x500	800x630x970	550x450	2	3	230 V 50/60 Hz	2,1	85
48CI1985	OTV 245/E	245	700x700x500	950x950x1000	690x690	2	3	230 V 50/60 Hz	2,8	120

Ricambi

48CI1964/A Ripiano per stufa OTV 60/E
48CI1966/A Ripiano per stufa OTV 130/E
48CI1985/A Ripiano per stufa OTV 245/E

Spare parts

S Shelf for stove OTV 60/E
S Shelf for stove OTV 130/E
S Shelf for stove OTV 245/E

**Serie OTV
OTV series**

